


Matériel de proctologie

Proctoscope métallique Morgan

- Acier inoxydable
- Autoclavable
- Livré avec obturateur

Références	Long.	ø
18154170	65 mm	17 mm
18154200	65 mm	20 mm

Made in Tuttlingen (DE)



Tige de lumière

- Acier inoxydable
- Autoclavable
- Pour utilisation avec les proctoscopes Morgan

Référence

ER-18154260

Made in Tuttlingen (DE)



Ligateur d'hémorroïdes

- Acier inoxydable
- Autoclavable
- Tête inclinée à 30° vers le bas
(Autres configurations disponibles)
+ livré avec cône métallique de chargement de 10 mm

Référence

ER-18014100

Made in Tuttlingen (DE)



Ligatures

- Contient du latex
- Par boîte de 100 pièces

Référence

ER-18080100



Anusscopes à usage unique



- Pour utilisation avec poignée Legrand
- Emballage individuel non stérile
- Par boîte de 25 pièces

Références	Long.	ø
OD-AUL17	60 mm	17 mm
OD-AUL22	60 mm	22 mm
OD-AUL24	60 mm	24 mm



- Avec poignée intégrée
- Emballage individuel non stérile
- Par boîte de 25 pièces

Références	Long.	ø
OD-AUP17	60 mm	17 mm
OD-AUP22	60 mm	22 mm
OD-AUP24	60 mm	24 mm

Poignée Legrand

- Pour utilisation avec les anusscopes OD-AUL
- Acier inoxydable
- Autoclavable

Référence

ER-49481001

Made in Tuttlingen (DE)



Clamp lumière

- Pour utilisation avec les anusscopes OD-AUP
- Acier inoxydable
- Autoclavable

Référence

ER-18108100

Made in Tuttlingen (DE)



Rectoscopes à usage unique

- Pour utilisation avec poignée Legrand
- Emballage individuel non stérile
- Par boîte de 25 pièces

Références	Long.	ø
OD-07AUR15	150 mm	15 mm
OD-07AUR20	200 mm	20 mm



Lentilles d'étanchéité

- Permet l'insufflation pendant la rectoscopie
- Pour utilisation avec les rectoscopes OD-07AUR
- Par boîte de 25 pièces



Référence

OD-07LENS

Source de Lumière

Référence

IL-8040012

- 150W halogène
- Très simple d'utilisation
- Dimensions: 175 x 82,5 x 202 mm
- Poids: 3,5 kg
- Filtre infrarouge - démarrage électronique




Câble de lumière

- Adaptable à tout type de source par le biais d'un adaptateur spécifique
- Longueur: 230 cm
- Diamètre: 3,5 mm

Référence

IL-8910005



Adaptateurs

- Pour sources et instruments Wolf - Storz - Olympus etc....
- Nous contacter pour les références




Coagulateur infrarouge



- Pour le traitement rapide et sans danger des hémorroïdes
- Coagulation en 1 à 3 secondes
- Pas d'adhésion des tissus grâce au bout en Teflon®
- Peut être utilisé au cours de la grossesse
- Profondeur de la nécrose facilement ajustable
- Faible tension de la lampe (15 v)
- Livré avec une tige de lumière et 2 capuchons distaux

Référence

LU-K151010



Capuchons

- Diamètre de 2 à 10 mm
- Teflon® ou Saphire
- Nous contacter pour les références



Tiges de lumière

- Diverses tiges de lumière disponibles
- Diamètre de 2 à 10 mm
- Longueur de 70 à 420 mm
- Nous contacter pour les références

Pinces à biopsie rigides



Réutilisables

Références		Long.	ø
PD-16530001	avec aiguille	300 mm	3 mm
PD-16530002	sans aiguille	300 mm	3 mm

Usage unique

- Par boîte de 10 pièces

Référence	Long.	ø
OD-02RB32001	320 mm	3,7 mm

Extensions d'aiguilles (allonge seringue)

- Pour aiguilles à sclérose



Référence
PD-16232610

Produits de nettoyage et de désinfection concentrés



Pompe manuelle



Références	Bouteille de 2 L (pour 66 L de solution à 3 %)	Bidon de 5 L (pour 166 L de solution à 3 %)
INSTRUZYM	SS-4213200E	SS-4213300
ENDOSTAR	SS-4224200	SS-4224300
INSTRUPLUS	Pas de conditionnement 2 L	SS-4223300

INSTRUZYM

- Nettoyant enzymatique à froid
- Élimine les résidus organiques
- Dissout l'albumine et les protéines
- Préviend l'obstruction des canaux des endoscopes
- A diluer à 3% (150 ml par 5 L)

ENDOSTAR

- Désinfectant à froid sans aldéhydes ni phénol
- A base d'ammonium quaternaire
- Convient parfaitement aux endoscopes et instruments sensibles
- Convient pour les bains à ultrasons
- Chaque bain permet de désinfecter 30 endoscopes
- Solution active pendant 14 jours
- A diluer à 3% (150 ml dans 5 L)
- Trempage 15 min

INSTRUPLUS

- Désinfectant à froid avec aldéhydes
- Excellente compatibilité avec les instruments thermosensibles
- Usage économique
- Convient pour les bains à ultrasons
- Solution active pendant 14 jours
- A diluer à 3% (150 ml dans 5 L)
- Trempage 15 min

n.v. ONIS s.a.

Chaussée de Louvain 592 • B-1380 Lasne • Belgium

Tel: 32 (0)2 357 07 07 • Fax: 32 (0)2 357 07 00

www.onis.com • admin@onis.com

